

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision  
2021-04

## ABE® Netzschauchverband

Zur Fixierung von Bindenenden/  
For fixation of bandage ends



### Technische Information / technical information

| REF  | Größe L x B / Size l x w | Anwendung / Application | Packung / packaging                                                                      | PZN      |
|------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5164 | 3: Ca. 25 m x 2,2 cm     | Unterarm / forearm      | 1 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton /<br>1 pc per package; 10 packages per carton | 03065804 |
| 5166 | 4: Ca. 25 m x 2,5 cm     | Oberarm / upper arm     | 1 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton /<br>1 pc per package; 8 packages per carton   | 03065810 |
| 5170 | 5: Ca. 25 m x 4 cm       | Bein / leg              | 1 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton /<br>1 pc per package; 5 packages per carton   | 03065827 |
| 5172 | 6: Ca. 25 m x 5,5 cm     | Kopf / head             | 1 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton /<br>1 pc per package; 4 packages per carton   | 03065833 |
| 5176 | 7: Ca. 25 m x 6,2 cm     | Rumpf / torso           | 1 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton /<br>1 pc per package; 4 packages per carton   | 03065856 |
| 5180 | 8: Ca. 25 m x 8 cm       | Rumpf XXL / torso XXL   | 1 Stück pro Packung; 3 Packung pro Karton /<br>1 pc per package; 3 packages per carton   | 03065862 |

### Allgemeine Information / General information

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt<br>Beschreibung/<br>Product description | Zur Fixierung von Verbänden und von Polstermaterial an druckgefährdeten Stellen,<br>unsteril, nur für den Einmalgebrauch /<br>For fixation of dressings and padding material at pressure sensitive areas, non-sterile, for<br>single use only |
| Inhaltsstoffe /<br>Ingredients                  | 46 % Polyester, 33 % Polyamid, 21 % Elasthan /<br>46 % polyester, 33 % polyamide, 21 % elastane                                                                                                                                               |
| Haltbarkeit /<br>Shelf life                     | 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /<br>5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight                                                                                              |

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**


---

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie /<br>Category | Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /<br>Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Code nach UMDNS /<br>UMDNS Code | 10-291 Verbandsmaterial tubulär /<br>10-291 Tubular Bandages |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Qualitätszertifikat /<br>Quality Certificates | EN ISO 13485:2016 |
|-----------------------------------------------|-------------------|

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).